

CITIKOLIN

V LIPOZOMÁLNÍM OČNÍM ROZTOKU

Omki1[®]-LF

Citikolin a kyselina hyaluronová

Přídavná léčba pro pacienty s glaukomem

BEZ KONZERVANTŮ

*1 kapka
3x denně*



Omk1[®]-LF

Citikolin a kyselina hyaluronová

Sterilní lipozomální oční roztok

Lahvička 10 ml e

Složení:

Sodná sůl citikolinu, sodná sůl kyseliny hyaluronové, hydrogenované fosfolipidy, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, vysoce čištěná voda.

* Citikolin – Kyowa Hakko Bio, Japonsko.

Co je Omk1[®]-LF

Omk1[®]-LF je zdravotnický prostředek třídy IIa.

Omk1[®]-LF je oční roztok obsahující 2 % citikolinu a 0,075 % kyseliny hyaluronové o vysoké molekulové hmotnosti v lipozomálním roztoku, který má funkci nosiče pro citikolin. Díky přítomnosti citikolinu poskytuje Omk1[®]-LF užitečnou a prospěšnou strukturální podporu při obnově celistvosti membrán buněk postižených očními degenerativními procesy, jakým je například glaukom.

Roztoky obsahující kyselinu hyaluronovou navíc umožňují vytvořit vhodné mikroprostředí pro reparační procesy na povrchu oka v případě poškození rohovkového a spojivkového epitelu. Kyselina hyaluronová, která je získávána biotechnologickou výrobou, totiž dodává roztokům mukomimetické, mukoadhezivní a viskoelastické vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou prospěšné pro zlepšení stability slzného filmu, který udržuje povrch oka lubrikovaný, hydratovaný a chráněný.

Kdy se Omk1[®]-LF používá

Díky přítomnému citikolinu a jeho vlivu na strukturu gangliových buněk sítnice je Omk1[®]-LF určen jako přídatná léčba k léčbě snižující nitrooční tlak u pacientů s glaukodem.

Hydratační a ochranné vlastnosti výrobku poskytují úlevu pro oči v případě podráždění, pálení a pocitu cizího tělesa v oku, které jsou způsobeny faktory životního prostředí, v důsledku operace očí nebo zánětu spojivek.

Jak se Omk1[®]-LF používá

1 kapka 3× denně, podle potřeby.

Bezpečnostní opatření a upozornění

Před použitím protřepejte. Po aplikaci může přechodně dojít k rozmazanému vidění. V případě používání jiných místně působících očních léků je potřeba dodržet od aplikace interval 10 - 15 minut. Po prvním otevření přípravku spotřebujte do 30 dnů. Uchovávejte při teplotě do 25 °C a chraňte před přímým slunečním zářením.

Omk1[®]-LF je mezinárodně patentově chráněno pro společnost Omikron Italia s.r.l.

Evropský patent č.: EP2538918

USA patent č.: US8822429

Japonský patent č.: JP5801324

Mezinárodní patent č.: PCT/IB2017/056400 v procesu registrace



Výrobce:

Omikron Italia S.r.l.
Viale B. Buozzi, 5
00197 Řím, Itálie



Distributor:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Písnická 22, 142 00 Praha 4
Česká republika