

# CITIKOLÍN

V LIPOZOMÁLNOM OČNOM ROZTOKU

# Omk1<sup>®</sup>-LF

## Citikolín a kyselina hyaluronová

Prídavná liečba u pacientov s glaukómom

## BEZ KONZERVAČNÝCH LÁTOK

*1 kvapka  
3x denne*



# Omk1<sup>®</sup>-LF

**Citikolín a kyselina hyaluronová**  
Roztok sterilný očný lipozomálny  
Fľaštička 10 ml e

## Zloženie:

Sodná soľ citikolínu, sodná soľ kyseliny hyaluronovej, hydrogenované fosfolipidy, dihydrát hydrogénfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, chlorid sodný, vysoko čistená voda.

\* Citikolín – Kyowa Hakko Bio, Japonsko.

## Čo je Omk1<sup>®</sup>-LF

Omk1<sup>®</sup>-LF je zdravotnícka pomôcka triedy IIa.

Omk1<sup>®</sup>-LF je očný roztok obsahujúci 2 % citikolínu a 0,075 % kyseliny hyaluronovej s vysokou molekulovou hmotnosťou v lipozomálnom roztoku, ktorý má funkciu nosiča pre citikolín. Vďaka prítomnosti citikolínu Omk1<sup>®</sup>-LF poskytuje užitočnú a prospešnú štruktúrnu podporu pri obnove celistvosti membrán buniek postihnutých očnými degeneratívnymi procesmi, ako je napríklad glaukóm.

Roztoky obsahujúce kyselinu hyaluronovú umožňujú tiež vytvoriť vhodné mikroprostredie pre obnovujúce procesy na povrchu oka v prípade poškodenia rohovkového a spojkového epitelu.

Kyselina hyaluronová, ktorá sa získava biotechnologickou výrobou, dáva roztokom mukomimetické, mukoadhezívne a viskoelastické vlastnosti. Tieto vlastnosti sú prospešné pre zlepšenie stability slzného filmu, tak aby povrch oka ostal lubrikovaný, hydratovaný a chránený.

## Kedy sa Omk1<sup>®</sup>-LF používa

**Omk1<sup>®</sup>-LF obsahuje citikolín, ktorý má vplyv na štruktúru gangliových buniek siete, je určený na prídavnú liečbu k liečbe znižujúcej vnútroočný tlak u pacientov s glaukómom.**

Hydratačné a ochranné vlastnosti prípravku tiež poskytujú úľavu očiam pri podráždení, pálení a pocitu cudzieho telesa v oku, ktoré sú spôsobené faktormi životného prostredia, operáciou oka/očí alebo zápalom spojoviek.

## Ako sa Omk1<sup>®</sup>-LF používa

1 kvapka 3-krát denne, podľa potreby.

## Bezpečnostné opatrenia a upozornenia

Pred použitím pretrepte. Po aplikácii môže prechodne dôjsť k rozmazanému videniu.

V prípade používania ďalších očných prípravkov alebo liekov na vonkajšie očné použitie je potrebné dodržať medzi jednotlivými aplikáciami interval 10 – 15 minút. Po prvom otvorení spotrebujte do 30 dní. Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Omk1<sup>®</sup>-LF je medzinárodne patentovo chránené pre spoločnosť Omikron Italia s.r.l.

**Európsky patent č.: EP2538918**

**USA patent č.: US8822429**

**Japonský patent č.: JP5801324**

**Medzinárodný patent č.: PCT/IB2017/056400 v procese registrácie**



## Výrobca:

Omikron Italia S.r.l.  
Viale B. Buozzi, 5  
00197 Rím, Taliansko



## Distribútor v SR:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.  
Písnická 22, 142 00 Praha 4  
Česká republika